

توضیحات:

دستگاه ژيروسکوپ پایه، دستگاهی با طراحی و کاربری ساده می باشد که به کاربران این اجازه را می دهد که اجزا مختلف دستگاه به راحتی در دسترس باشند. امکان مشاهده و بررسی انواع حرکات ژيروسکوپی همچون حرکت جهشی (Nutation)، پیش روی یا عقب گرد (Precession) و چرخش (Rotation) در این دستگاه وجود دارد. دیسک چرخان این دستگاه را می توان توسط دست یا طناب و پولی به حرکت آورد. برای تولید گشتاور پیچشی و ایجاد حرکت عقب گرد در انتهای شفت افقی دستگاه می توان به راحتی وزنه های اضافی را قرار داد و نوع حرکت را مشاهده نمود.

مشخصات:

- دیسک چرخان
- محور عمودی و افقی
- میلۀ تکیه گاهی
- وزنه های تعادل مختلف
- وزنه های اضافی
- پولی
- تایمر
- نقاله
- دفترچه راهنما
- فیلم آموزشی بصورت CD
- یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

*جهت اطلاع از آخرین مشخصات فنی و تصاویر این محصول، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

آزمایش های قابل انجام

۱. آشنایی با ژيروسکوپ و مشاهده پدیده ژيروسکوپی
۲. آشنایی با حرکات مختلف ژيروسکوپی همچون حرکت جهشی، پیش روی و چرخش


شرایط محیطی:

- دمای مطلوب ۳۰-۱۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت: ۸۰٪-۱۵٪
- میز



مکانیزم ژيروسکوپ پایه

RM 378



ابعاد دستگاه (L*W*H) mm: ۴۰۰×۳۰۰×۵۰۰

وزن دستگاه (kg): ۲۵

www.radmansanatco.com